

Bexen

CARDIO

Ready for life



REANIBEX 100

SIÉNTETE CARDIOPROTEGIDO

- › 2 opciones:
 - Semi-Automático
 - Totalmente Automático
- › Uso en pacientes adultos y pediátricos
- › Detección y aviso automático del cambio del estado de la batería y los parches
- › RCP con metrónomo y retroalimentación en tiempo real
- › Transmisión Sigfox y Wi-Fi
- › Geolocalización
- › Configurado según las últimas Guías ERC/AHA

REANIBEX 100

Siéntete Cardioprotegido

› Asa 

› Indicador luminoso de estado 

› Altavoz 

› Conexión USB 


› Conector de parches 



› Botón de encendido /apagado 

› Botón de modo pediátrico 

› Botón de descarga (opción semiautomático) 

› Parches desechables preconectados para adultos y pediátricos 

CARACTERÍSTICAS

- **INSTRUCCIONES CLARAS**
Mensajes de audio durante todo el evento para guiar al rescatador. El volumen de los mensajes se adapta al ruido del entorno.
- **CON COMUNICACIONES**
Transmisión Sigfox y Wi-Fi para el envío de alertas sobre el estado del equipo y sus accesorios, y geolocalización.
- **OPCIONES DE DESCARGA**
En la opción Semi-Automática, el rescatador deberá pulsar el botón de descarga para suministrarla. En la opción Totalmente Automática, la descarga se suministrará automáticamente.
- **RÁPIDA DESCARGA**
Encendido automático con la apertura de la tapa, parches preconectados y precarga para una rápida descarga.
- **CHEQUEO AUTOMÁTICO**
Chequeo diario automático para asegurar el correcto funcionamiento del equipo y sus accesorios.
- **AYUDA DURANTE LA RCP**
Metrónomo y retroalimentación sobre la frecuencia de las compresiones en tiempo real.

APLICACIONES



REANIBEX DATA NET

Aplicación Web para la monitorización continua de tus desfibriladores. Recepción de alertas sobre el cambio del estado de los equipos y sus accesorios, geolocalización, configuración del equipo, actualizaciones de software y visualización de los resultados de los test y episodios.



REANIBEX NFC READER

Aplicación NFC para comprobar el estado del REANIBEX 100 y sus accesorios sin necesidad de conexión PC.



REANIBEX USB SYNC

Aplicación PC para sincronizar el DEA con el Reanibex Data Net vía USB para configurar el desfibrilador y descargar la información almacenada en el REANIBEX 100.