

Bexen

CARDIO

Ready for life



REANIBEX 300

DEA CON OPCIÓN DE PASO A MANUAL

- › Desfibrilador bifásico hasta 360 J.
- › Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos.
- › Dispositivo de ayuda a la RCP en tiempo real (Push Pad).
- › Posibilidad de configurar la pantalla en modo alto contraste.
- › Modo "autoentrenamiento" en el mismo equipo.

REANIBEX 300

DEA con opción de paso a Manual

- › Amplia pantalla (5,7")
- › Indicador de estado siempre visible
- › Cable de paciente de 3 latiguillos
- › Conexión USB
- › Ayuda la RCP con feedback (dispositivo Push Pad)
- › Electrodo de ECG de adulto y pediátrico



CARACTERÍSTICAS

- Tecnología bifásica.
- Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos.
- Amplia pantalla a color de 5,7".
- Posibilidad de pantalla en modo alto contraste.
- Dispositivo "Push Pad" informa sobre la calidad de la frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas en tiempo real (opcional).
- Modo autoentrenamiento con batería de entrenamiento.
- Protocolo de RCP configurable.
- Configurado según las últimas guías ERC/AHA.
- Autochequeo diario para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.
- Conexión USB.
- Robusto y compacto para un uso fácil en cualquier entorno.
- Uso amigable y muy intuitivo.

ACCESORIOS

- Parches desechables de desfibrilación para adultos y pediátricos.
- Electrodo de ECG de adulto y pediátrico.
- Bolsa de transporte (1).
- Soporte de ambulancias (certificado según EN 1789) (2).
- Cable de paciente de 3 latiguillos.
- Dispositivos "Push Pad".
- Opción de batería recargable y batería no recargable (3).
- Cargador externo de batería.
- Cargado externo dual de batería a 12 VCC o 220 VCA.
- Batería recargable para el modo autoentrenamiento (4).

APLICACIONES

- Aplicación PC "REANIBEX Data Manager" para almacenar y gestionar los datos registrados.



Rev 11/2023