

Bexen

CARDIO

Ready for life



REANIBEX 700

MONITOR DESFIBRILADOR MANUAL/DEA

- › Monitor Desfibrilador bifásico hasta 200 J
- › Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos
- › Marcapasos
- › SpO2
- › NIBP
- › Palas externas para uso en pacientes adultos y pediátricos
- › Registrador de 50mm
- › Adquisición de 12 derivadas
- › Diferentes opciones de alimentación:
 - Red (CA)
 - Batería de un vehículo (CC)
 - Batería recargable.

REANIBEX 700

Monitor Desfibrilador Manual/DEA

- › Control del desfibrilador y de la impresora desde las palas
- › Palas pediátricas integradas
- › Pulsioximetría (SpO2) con tecnología Masimo SET
- › Presión sanguínea no invasiva (NIBP) de Suntech Medical



- › Registrador de 50mm
- › Tarjeta de memoria "Compact Flash"
- › Modo Manual o DEA
- › Marcapasos no invasivo
- › Mensajes visuales y acústicos

CARACTERÍSTICAS

- Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos.
- Tecnología bifásica.
- Registrador de 50 mm.
- Control del desfibrilador y de la impresora desde las palas.
- Palas pediátricas integradas.
- Autotest en el encendido y durante el funcionamiento.
- Marcapasos no invasivo (opcional).
- Pulsioximetría (SpO2) con tecnología Masimo SET (opcional).
- Presión Sanguínea no invasiva de SunTech Medical (opcional).
- Funcionamiento desde la red (CA), desde la batería de un vehículo (CC) (opcional) y con su batería recargable.

ACCESORIOS

- Parches desechables de desfibrilación para uso en pacientes pediátricos y adultos.
- Electrodo desechable de ECG para adulto y pediátrico.
- Bolsa de transporte (1).
- Palas internas desechables (iD-System™) (2).
- Cable de paciente 3,5 o 10 terminales.
- Batería recargable (3).
- Cargador externo de batería.
- Cable de conexión a 12 VCC.
- Soporte para Ambulancia (certificado según EN 1789).



①



③



②



④

APLICACIONES

- Aplicación para PC "REANIBEX Data Manager", para almacenar y gestionar los datos registrados (4).