

Bexen

CARDIO

Ready for life



REANIBEX 800

EL ÚNICO DESFIBRILADOR MONITOR MODULAR
"PLUG & PLAY" DEL MERCADO

- › Desfibrilador Monitor multiparámétrico
- › Manual y DEA hasta 360J
- › Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos
- › Adquisición de 12 derivadas
- › Interpretación ECG
- › Marcapasos
- › SpO2, SpCO, SpMet, SpHb, SpOC, PVI
- › NIBP
- › EtCO2
- › IBP
- › TEMP
- › Ayuda a la RCP
- › Transmisión de datos (Bluetooth/GSM)

REANIBEX 800

Desfibrilador Monitor modular



- › Comunicaciones (Reanibex Data Manager, Data Link, Data Cloud)
- › Adquisición de 12 ECG
- › Módulos de aplicación opcionales Sistema "Plug & Play"
- › Registrador de 50mm
- › Marcapasos no invasivo
- › Palas externas reutilizables con indicador de contacto en pala APEX



- › Funcionamiento desde red (CA), desde la batería de un vehículo (CC) y con su(s) batería(s)
- › Indicador de estado
- › Ampliar pantalla a color de 8,4"
- › Selector de terapia
- › DEA para adulto y pediátrico

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología bifásica.
- Amplia pantalla color de 8,4".
- Capacidad de monitorización y diagnóstico.
- Cable de paciente de 3, 5 y 10 latiguillos.
- Marcapasos (opcional).
- Transmisión de las 12 derivadas ECG del escenario de actuación a la central de Emergencias (opcional).
- Transmisión (GSM, Bluetooth...) a Servicios de Emergencia, Hospitales... configurable según las necesidades del usuario.
- Algoritmo de interpretación de 12 derivadas (Universidad de Glasgow) (opcional).
- Cardioversión sincronizada.
- Metrónomo durante la RCP con feedback.
- Capnografía de Oridion con tecnología Microstream (opcional).
- Monitorización de SpO2, SpCO, SpMet, SpHb, SpOC y PVI con tecnología Masimo Rainbow SET (opcional).
- Presión sanguínea no invasiva de SunTech Medical (opcional).
- Presión invasiva (dos canales) (opcional).
- Temperatura (dos canales) (opcional).
- Posibilidad de configurar la pantalla en modo alto contraste.
- Funcionamiento desde red (CA), desde la batería de un vehículo (CC) y con su(s) batería(s).

ACCESORIOS

- Parches desechables de desfibrilación para adulto y pediátrico.
- Electrodo de ECG para adulto y pediátrico.
- Bolsa de transporte (1).
- Bolsa superior de neopreno.
- Palas internas desechables (The iD-System™) (2).
- Cable de paciente de 3, 5 y 10 latiguillos.
- Batería recargable.
- Cable de conexión a 12 VCC.
- Soporte para Ambulancia (certificado según EN 1789) (3).

APLICACIONES

- REANIBEX Data Manager, Data Link y Data Cloud (4).



①



③



②



④